



Cormedica

Catalogue des produits **2020**






Seringues

Seringue SOL-M™, 2 pièces

- **Cylindre totalement transparent** - il est facile de voir le contenu de la seringue.
- **Butoir à l'arrière de la seringue** - empêche le retrait accidentel du piston.
- **Mouvement lisse du piston** - réduit la force de glissement.
- **Poignée grande et stable** - assure la stabilité et le confort lors de l'injection.
- **Graduations noires** - offre un contraste et une visibilité idéals.



- **Embout Luer Slip** - options concentriques et excentriques.



Concentrique (2 ml)



Excentrique (5, 10, et 20 ml)

Seringue SOL-M™, 2 pièces



Seringues

Capacité de 2 ml à 20 ml.

Fabriquée en polypropylène et polyéthylène.

Sans DEHP, sans silicone, non fabriquée avec du latex en caoutchouc naturel.

À usage unique et stérile.

Procédé de stérilisation : oxyde d'éthylène.



CE 0123

Référence	Capacité	Embout	Piston	Graduations	Boîte / Carton
313001	2 ml	concentrique	blanc	0.1 ml	100/2500
307005	5 ml	excentrique	blanc	0.2 ml	100/1800
308003	10 ml	excentrique	blanc	0.5 ml	100/1200
309003	20 ml	excentrique	blanc	1 ml	100/800



Seringue SOL-M™, 3 pièces

Seringues

Cylindre totalement transparent - il est facile de voir le contenu de la seringue.

Lubrification silicone - mouvement de piston lisse.

Butoir à l'arrière de la seringue - empêche le retrait accidentel du piston.

Poignée grande et stable - assure la stabilité et le confort lors de l'injection.

Options Luer Slip (concentrique et excentrique), Luer Lock et Cathéter.

Seringue sans aiguille SOL-M™ - Blister



Capacité	Luer Lock	Luer Slip concentrique	Luer Slip excentrique	Cathéter
1 ml	180001** P180001PP*	180011*		
3 ml	P180003*	180003ST*		
5 ml	P180005*	180005ST*		
10 ml	P180010*	180010ST*	180010ET*	
20 ml	P180020*	180020ST*	180020ET*	
30 ml	P180030*			
60 ml	P180060*		180060ET*	180060CT*

* Polypropylène ** Polycarbonate *** Polypropylène, bac **** Polycarbonate, bac

Seringue SOL-M™, 3 pièces



Seringues



● **Capacité de 1 ml à 60 ml.**

● **1 ml : options polypropylène et polycarbonate.**

● **Sans DEHP, non fabriqué avec du latex en caoutchouc naturel.**

● **À usage unique et stérile.**

● **Procédé de stérilisation : oxyde d'éthylène.**



Seringue SOL-M™, 3 pièces

CE 2797

CE 0086

LUER SLIP

Seringue à embout Luer et Slip SOL-M™ sans aiguille

Référence	Pointe	Capacité	Boîte / Carton
180003ST	concentrique	3 ml	100/800
180005ST	concentrique	5 ml	100/800
180010ET	excentrique	10 ml	100/1200
180010ST	concentrique	10 ml	100/1200
180020ET	excentrique	20 ml	100/800
180020ST	concentrique	20 ml	100/800
180060ET	excentrique	60 ml	30/240

LUER LOCK

Seringue Luer Lock SOL-M™ sans aiguille

Référence	Capacité	Boîte / Carton
P180003	3 ml	100/800
P180005	5 ml	100/800
P180010	10 ml	100/1200
P180020	20 ml	100/800
P180030	30 ml	50/400
P180060	60 ml	30/240

CATHÉTER

Seringue à embout cathéter 60ml SOL-M™ sans aiguille

Référence	Capacité	Boîte / Carton
180060CT	60 ml	30/240

Seringue SOL-M™, 3 pièces



Seringues

CE 2797

CE 0086



Seringue Luer Lock SOL-M™ avec aiguille biseautée

Référence	Capacité	Calibre	Diamètre extérieur	Longueur		Boîte / Carton
1831815B	3 ml	18G	1.2 mm	40 mm	1 1/2"	100/800
1851815B	5 ml	18G	1.2 mm	40 mm	1 1/2"	100/800
1811815B	10 ml	18G	1.2 mm	40 mm	1 1/2"	100/1200



Seringues

Seringue SOL-M™, 3 pièces

CE 2797

CE 0086

SERINGUES À FAIBLE DOSE

Seringue à embout Slip 1ml SOL-M™ sans aiguille

Référence	Capacité	Boîte / Carton
180011	1 ml	100/800

Seringue d'insuline 1ml à embout Slip SOL-M™ sans aiguille (U-100 insuline uniquement)

Référence	Capacité	Boîte / Carton
161000	1 ml	100/800

Seringue Luer Lock 1ml SOL-M™ sans aiguille (PP) et seringue Luer Lock 1 ml SOL-M™ sans aiguille (PC)

Référence	Capacité	Boîte / Carton
P180001PP*	1 ml	100/800
180001**	1 ml	100/800

* Polypropylène ** Polycarbonate

Seringue à embout Slip TB 1ml SOL-M™ avec aiguille interchangeable

Référence	Capacité	Calibre	Diamètre extérieur	Longueur		Boîte / Carton
1810255	1 ml	25G	0.5 mm	16 mm	5/8"	100/800

Seringue d'insuline 1ml à embout Slip SOL-M™ avec aiguille interchangeable (U-100 insuline uniquement)

Référence	Capacité	Calibre	Diamètre extérieur	Longueur		Boîte / Carton
110102010037	1 ml	25G	0.5 mm	12.5 mm	1/2"	100/800

Seringue SOL-M™, 3 pièces



Seringues

€ 2797

€ 0086

Seringue TB 1ml SOL-M™ avec aiguille fixe

Référence	Capacité	Calibre	Diamètre extérieur	Longueur		Boîte / Carton
181027	1 ml	27G	0.4 mm	12.5 mm	1/2"	100/800

Seringue d'insuline SOL-M™ avec aiguille fixe (U-100 insuline uniquement) sachet PE

Référence	Capacité	Calibre	Diamètre extérieur	Longueur		Boîte / Carton
1633051B	0.3 ml	30G	0.3 mm	8 mm	5/16"	100/1000
1653151B	0.5 ml	31G	0.25 mm	8 mm	5/16"	100/1000
1632912B	0.3 ml	29G	0.33 mm	12.5 mm	1/2"	100/1000
1652912B	0.5 ml	29G	0.33 mm	12.5 mm	1/2"	100/1000
1613151B	1 ml	31G	0.25 mm	8 mm	5/16"	100/1000
1613012B	1 ml	30G	0.3 mm	12.5 mm	1/2"	100/1000





Cormedica



CORMEDICA SAS

Greenpark – Immeuble A1 - Rue Claude Chappe 38300 Bourgoin-Jallieu

Tél : 04 74 94 34 43

E-mail : contact@cormedica.fr

www.cormedica.fr