

## CAUTERE HAUTE TEMPERATURE STERILE



### CARACTERISTIQUES

**AA01** Cautères pour hématome sous l'ongle.

Permet pratiquement un soulagement immédiat en cas d'hématome sous l'ongle.

Utilisés dans de nombreuses interventions telles que :

- Hémostases
- Contrôle d'hémorragies diffuses
- Vasectomies
- Evacuation d'un hématome sous l'ongle

### REFERENCES

**AA01** POINTE FINE 1204°C

**AA03**    

**AA05** POINTE EN FORME D'ANSE  5 CM 1204°C

**AA09** POINTE EN FORME D'ANSE 12,5 CM 1204°C

**AA11** POINTE FINE REGLABLE DE 816°C A 1149°C

**AA17** POINTE FINE 2200°F MANCHE ALLONGE 1204°C

**AA21** POINTE FINE LONGUE 1800°F - EMBOUT VASECTOMIE 982°C

**AA25** MICRO - POINTE FINE 1093°C

**AA27** MICRO - POINTE FORME ANSE 1093°C

**AA29** MICRO - POINTE LONGUE 871°C

## CAUTERE BASSE TEMPERATURE STERILE



### CARACTERISTIQUES

Utilisés couramment en chirurgie :

- Ophtalmique
- Neurochirurgie
- Plastique
- Ils permettent de réaliser des hémostases minutieuses et délicates

### REFERENCES

<b>AA00</b>	POINTE FINE - OPHTALMIQUE 704°C
<b>AA02</b>	IDEM AA00 - REGLABLE DE 371°C A 649°C
<b>AA04</b>	POINTE FINE LONGUE - OPHTALMIQUE 593°C
<b>AA90</b>	MICRO - POINTE FINE 454°C

### CARACTERISTIQUES GENERALES

<b>Fabricant</b>	BOVIE SYMMETRY
<b>Lieu de fabrication</b>	USA - par le fabricant
<b>Mode de stérilisation</b>	Oxyde d'éthylène
<b>Marquage CE</b>	Certificat n° 41312698 - classe II b
<b>Emballage</b>	Individuel
<b>Dimensions</b>	Longueur 14, 16 ou 21 cm selon référence, Ø 1,5 cm
<b>Matériau</b>	Corps du cautère en plastique. Pointe en metal biocompatible

Conditionnement : boîte de 10 pièces

Les cautères sont livrés stériles et sont marqués « CE »

Fonctionnant à pile non remplaçable

Les cautères BOVIE SYMMETRY ne contiennent pas des dérivés d'origine animale ni de latex.

Précaution : avant de jeter le cautère usé, casser sa pointe (à l'aide d'une pince) et protéger avec le bouchon.

Recommandations : Ne pas utiliser le dispositif en présence d'un produit inflammable.