

FICHE TECHNIQUE ELECTRODES BUGBEE

CHAPITRE 1 : Information produit

1.1. Description produit :

Electrodes BUGBEE



1.2. Utilisation prévue :

Les électrodes Bugbee sont indiquées pour l'ablation/coagulation des tissus mous et sont destinées à être utilisées avec un résectoscope compatible. Ce dispositif est une électrode monopolaire conçue pour délivrer une énergie de radiofréquence alimentée par un générateur électrochirurgical autorisé à des fins médicales.

1.3. Information fabricant :

MED pro Medical B.V., Vendelier 45E, 3905PC Veenendaal, Pays Bas

1.4. Marquage CE : disponible, classe IIb, ISO 13485:2016

1.5. Tailles disponibles et références:

Référence	Description
BUE365	Bugbee Electrode 3Fr. - 65cm
BUE465	Bugbee Electrode 4Fr. - 65cm
BUE535	Bugbee Electrode 5Fr. - 35cm
BUE565	Bugbee Electrode 5Fr. - 65cm
BUE365\C2016	Bugbee Electrode 3Fr. - 65cm \C2016
BUE365\C0716	Bugbee Electrode 3Fr. - 65cm \C0716
BUE0.7565\C0716	Bugbee Electrode 0.75Fr. - 65cm \C0716
BUE365\CBC	Bugbee Electrode 3Fr. - 65cm \CBC
BUE0.7565\CBC	Bugbee Electrode 0.75Fr. - 65cm \CBC
BUE365\NCNS	Bugbee Electrode 3Fr. - 65cm - without connector, non sterile
BUE0.7565\NCNS	Bugbee Electrode 0.75Fr. - 65cm - without connector, non sterile
BUE365\CIB	Bugbee Electrode 3Fr. - 65cm \CIB



CHAPITRE 2 : Spécifications

Matériau	Acier inoxydable PTFE
Présence de latex	Non
Présence/Absence de phtalates (DHP)	N/A
Présence/Absence de produit d'origine animale ou biologique	N/A

CHAPITRE 3: Avertissements

Voir le mode d'emploi pour les avertissements, restrictions, contre-indications et effets indésirables.

CHAPITRE 4: Autres Informations

4.1. Emballage : Vendus par 20 pièces.

Les électrodes Bugbee sont emballées individuellement. Le produit contenu dans chaque emballage doit être utilisé dès son ouverture. Le produit ne doit pas être re-stérilisé et est destiné à un usage unique.

4.2. Stockage :

Conservez les électrodes Bugbee à une température comprise entre 12°celsius et 35°celsius dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière.

4.3 Durée de vie produit :

La durée de conservation des électrodes Bugbee est de 3 ans.

4.4. Méthode de stérilisation:

Les électrodes Bugbee ont été stérilisées par exposition à l'oxyde d'éthylène.

