

## PINCE BIPOLAIRE A USAGE UNIQUE - OLSEN SYMMETRY



### REFERENCES

## PINCE BIPOLAIRE BAÏONNETTE - USAGE UNIQUE - EMBOUT ANTI-ADHESIFS MIDAS TOUCH

EMBOUTS LISSES - BOITE DE 5 UNITES

Longueur totale	15.9 cm	19.1 cm	21 cm	26.7 cm
Longueur de travail	9.5 cm	7.0 cm	10.5 cm	15.2 cm
<b>Taille pointe</b>	<b>avec isolation</b>	<b>avec isolation</b>	<b>avec isolation</b>	<b>avec isolation</b>
0.5 mm	20-1315IMT	20-1386IMT	20-1420IMT	
0.75 mm	20-1320IMT	20-1384IMT	20-1400IMT	
1.0 mm	20-1325IMT	20-1382IMT	20-1440IMT	20-1480IMT
1.5 mm	20-1330IMT	20-1380IMT	20-1410IMT	
2.0 mm			20-1415IMT	

### CARACTERISTIQUES

**Composition :** Acier inoxydable. Absence de Latex. Absence de colophane. Absence de phtalates.

**Présentation :** Produits à usage unique - Vendus stériles

*Emballés dans un blister souple (film / Tyvek)*

*Indication claire de la dénomination du produit, du numéro de lot*

**Garantie :** Les conditions de garantie sont détaillées dans les documents inclus dans l'emballage des produits.

### CARACTERISTIQUES GENERALES

<b>Fabricant</b>	SYMMETRY SURGICAL
<b>Lieu de fabrication</b>	USA
<b>Marquage CE</b>	586997 - Classe IIa
<b>Emballage</b>	SIMPLE EMBALLAGE
<b>Conditionnement</b>	BOITE DE 5
<b>Présence de Latex</b>	NON
<b>Méthodes schématiques de fabrication</b>	N/A
<b>Mode de stérilisation</b>	N/A - UU
<b>Études cliniques</b>	N/A
<b>Normes Spécifiques</b>	ISO 13485 : 2003
<b>Pharmacopée</b>	N/A