

POINTEAU CRANIEN A USAGE UNIQUE, DORO



Réf. 3006-00



Réf. 3006-10



Réf. 3006-20



Réf. 3006-30



Réf. 3006-50

REFERENCES

3006-00	POINTEAU ACIER INOXYDABLE/PLASTIQUE – ADULTE (BLEU)
3006-10	POINTEAU ACIER INOXYDABLE/PLASTIQUE - ENFANT (JAUNE)
3006-20	POINTEAU TITANE – ADULTE (TURQUOISE)
3006-30	POINTEAU TITANE – ENFANT (VERT)
3006-50	POINTEAU ACIER INOXYDABLE

- *Un code de couleur pour faciliter l'utilisation*
- *Conçu pour une précision rigide précise*
- *Emballage pratique avec capuchon de protection*

CARACTERISTIQUES GENERALES

Fabricant	PROMED
Lieu de fabrication	Allemagne
Mode de stérilisation	Rayon Gamma
Marquage CE	221096MR2
Emballage	Sachet - Stérile
Matériau	Acier inoxydable ou Titane
Conditionnement	Boîte de 36 pièces soit 12 sachets de 3 pièces